



# EMSCULPT neo<sup>®</sup>

The **ONE** in Body Shaping



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup><sup>®</sup>

# EMSCULPT NEO CERTIFICAÇÃO

EMSCULPT NEO é autorizado pelo CE para:

- **Tratamento de obesidade pela redução da gordura através da estimulação neuromuscular, pela lipólise induzida pela radiofrequencia e pelo aumento do fluxo sanguíneo.**

EMSCULPT NEO é liberado pelo FDA para:

- **Melhora do tônus abdominal, fortalecimento dos músculos abdominais, desenvolvimento do abdômen mais firme.**
- **Fortalecimento, Tonificação e Firmeza das nádegas, coxas e panturrilhas**  
**Melhora do Tônus e firmeza muscular, e para fortalecimento dos braços.**
- **Lipólise não invasiva (decomposição da gordura) do abdômen e coxas em fototipo I a III.**
- **Redução de circunferência do abdômen e coxas em fototipo I a III.**



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# TECNOLOGIA



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# A INOVAÇÃO CONTINUA



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo

# EMSCULPT NEO®

A COMBINAÇÃO DE RF SINCRONIZADA & HIFEM+  
EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO

**RF Sincronizada**  
para eliminação de  
gordura



**HIFEM+**  
para construção de  
músculos



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# MAIOR RESULTADO PARA O PACIENTE\*

**30% MENOS GORDURA**

**25% MAIS MÚSCULOS**

**19% REDUÇÃO DA DIÁSTASE**

**ATÉ 5.9 CM REDUÇÃO DA  
CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA**



\*Abdominal toning and reduction of subcutaneous fat with combination of novel radiofrequency treatment and HIFEM procedure - MRI scan study. Jacob C et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting. Radiofrequency heating and HIFEM delivered simultaneously - the first sham-controlled randomized trial. Katz B et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting. Ultrasound evaluation of the simultaneous RF and HIFEM treatments on human fat tissue. Denkova R. Source: U.S. Food and Drug Administration. 510(k) Premarket Notification: K192224. Published online on December 5, 2019. TÊ




MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo

# NORMALMENTE RF E CAMPO ELECTROMAGNÉTICO NÃO SE MISTURAM

**Eletrodos de RF** são de metal e possuem uma boa condutibilidade elétrica.



Imagens mostrando o aquecimento das partes de metal como resultado da exposição à HIFEM™ por um período de tempo.

Objetos de metal **são contraindicados para HIFEM** porque eles são rapidamente aquecidos quando expostos a um campo eletromagnético.

Devido à interação mútua, os mesmos metais também são **fisicamente repelidos do aplicador ou bobina.**

Isso torna qualquer combinação dessas duas tecnologias, **tecnicamente impossível.**



# O PRIMEIRO ELETRODO SINCRONIZADO DE RF™

EMSCULPT NEO introduz **um conceito patenteado de aplicação combinada de RF e campo magnético** usando eletrodos constituídos por centenas de **segmentos intercalados** que interagem mutualmente (sincronizados).

Esse é **o único aplicador do mundo** que permite **emitir RF e campo magnético de alta intensidade** ao mesmo tempo.




MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# A ENGENHARIA POR TRÁS DESTA COMBINAÇÃO

## CAMPO MAGNÉTICO & ELETRODO SÓLIDO




O eletrodo sólido exposto ao campo EM atua como um aquecedor por indução. Essas correntes parasitas surgem nas partes metálicas e cria calor. **As tecnologias não podem trabalhar juntas.**

## CAMPOS MAGNÉTICO & ELETRODO RF SINCRONIZADA™

Campos Magnéticos

Eletrodos de RF



Os espaços **intercalados** especialmente projetados, tornam **os eletrodos transparentes para o campo magnético**. Isso diminui a interação com a RF e minimiza a indução de correntes parasitas.




MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# O DESIGN DO ELETRODO DE RF SINCRONIZADA™

Um único aplicador incorpora 112 segmentos de eletrodos  
(2 eletrodos separados com +/- 56 polos cada um).



A polaridade dos segmentos do eletrodos é rapidamente alternada, então os campos elétricos entre os eletrodos também são alternados. Isso força as moléculas oscilarem e criarem calor por fricção.

# EMSCULPT NEO

## PROGRAMAS DE TRATAMENTOS



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# PROGRAMAS

- Emsculpt NEO permite 3 programas diferentes
- Cada programa tem indicação diferente
- Cada parte do corpo tem diferentes programações disponíveis



# PROGRAMA DE TRATAMENTO

- Sessão de 30 minutos
- 4 sessões (5-10 dias de intervalo)



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

**PROGRAMA**

**HIFEM+  
RF ADVANCE**




MORE FOR LESS

**EMSCULPT** neo®

# O PERFIL TÉRMICO DO PROGRAMA HIFEM+RF ADVANCE

A gordura tem a menor condutividade e por isso é aquecida seletivamente para altas temperaturas quando comparado com a pele e com o músculos.




\*Data on File



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# EFEITOS NOS TECIDOS - PROGRAMAÇÃO RF ADVANCE



## Temperatura terapêutica 42°C na pele:

- Início da apoptose da gordura em 4 minutos
- Elevação da temperatura no músculos em 2 minutos

\*Data on File



MORE FOR LESS


EMSCULPT<sup>neo</sup>

# EFFECTS ON THE ADIPOSE TISSUE

A exposição ao calor **entre 42-43°C por** um certo tempo, a uma grande porção de células **de gordura iniciam sua morte programada** <sup>1</sup>.

Isso leva à quebra da gordura e perda da integridade do adipócito, **APOPTOSE DA GORDURA**.

Os resíduos da célula são removidos.



<sup>1</sup>Hyperthermic Injury to Adipocyte Cells by Selective Heating of Subcutaneous Fat With a Novel Radiofrequency Device: Feasibility Studies. Franco W. et al. Lasers Surg Med 42:361-370 (2010). <sup>2</sup>Weiss RA, Bernardy J, Tichy F. Radiofrequency Treatment Used in Combination with HIFEM therapy: Histological Analysis including Scanning Electron Microscopy of Adipocytes. In: Phoenix, Arizona, USA: ASLMS; 2020.



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# PROGRAMA

# HIFEM + RF GENTLE




MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# PERFIL TÉRMICO DA PROGRAMAÇÃO HIFEM+RF GENTLE

A gordura tem a menor condutividade e por isso é aquecida seletivamente para altas temperaturas quando comparado com a pele e com o músculo.




\*Data on File



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# EFEITOS NOS TECIDOS - PROGRAMAÇÃO GENTLE



## Temperatura terapêutica 40°C na pele:

- Não inicia a apoptose na gordura durante o tratamento
- Elevação da temperatura no músculos em 2 minutos

\*Data on File



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

**PROGRAMA**


**HIFEM CLASSIC**



MORE FOR LESS

**EMSCULPT** neo<sup>®</sup>

# EFEITOS NOS TECIDOS – SEM EFEITO TERMICO



- Programação do equipamento original Emsculpt
- Não há o componente da RF Sincronizada
- Não há aquecimento nos músculos

\*Data on File



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# HIFEM+RF

# BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO



MORE FOR LESS


EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# OS BENEFÍCIOS DO AQUECIMENTO MUSCULAR




## AUMENTO DO SUPORTE SANGUINEO

Maior entrega de Oxigênio e Nutrientes, regeneração muscular mais rápida e crescimento muscular



## PROTEINAS DE CHOQUE

Aumento significativo da expressão e da ação das proteínas de choque, as quais possuem papel crucial na Hipertrofia muscular\*



## AUMENTO DO CONFORTO

Com os músculos pré aquecidos, pacientes toleram maiores intensidades de contração muscular num tempo mais curto. Isso melhora ainda mais os resultados do tratamento .

Halaas Y, Bernardy J, Ondrackova P, Dinev I. The skeletal muscle satellite cell activation by a combination of HIFEM procedure and radiofrequency treatment for body contouring: A first look at the NCAM/CD56 facilitated detection by fluorescent microscopy. In: Phoenix, Arizona, USA: ASLMS; 2020. Mayo Clinic 2019. <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/exercise/art-20045517> ; \*Data on file



MORE FOR LESS


EMSCULPT<sup>neo</sup>

# EFEITOS NO TECIDO MUSCULAR




## RESULTADOS MAIS RÁPIDO QUE EXERCÍCIOS

Estudos mostram que o tratamento com Emsculpt NEO ativa as células de suporte ao crescimento muscular, efeito este que é similar ao efeito de um programa de treinamento de Resistencia de 12 a 16 semanas\*.



## ESCULTURA DOS MUSCULOS AQUECIDOS

Devido à combinação de RF, o EMSCULPT NEO é o **único equipamento no mundo que estimula músculos aquecidos para alcançar resultados ideais.**



## AUMENTO MUSCULAR

Isso leva ao crescimento volumétrico – Hipertrofia e aumento do número de fibras musculares - Hiperplasia). **Média de crescimento muscular de 25%\*\*.**

\*



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# RESULTADOS



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



3 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: BRUCE E. KATZ, M.D.

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DAVID KENT, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



3 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: BRUCE E. KATZ, M.D.

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DAVID KENT, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



3 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: CAROLYN JACOB, M.D.

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DAVID KENT, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>




1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DAVID KENT, M.D.

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



3 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DAVID KENT, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DAVID KENT, M.D.

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: BRUCE E. KATZ, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



IMMEDIATELY AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: KLAUS HOFFMANN, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT<sup>neo</sup>**



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: BTL AESTHETICS



MORE FOR LESS

**EMSCULPT<sup>neo</sup>**

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



IMMEDIATELY AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: MELANIE PALM, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: BTL AESTHETICS



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>




1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: BRIAN KINNEY, M.D.




MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>




1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: YAEL HALAAS, M.D.




MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>




1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DIANE DUNCAN, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**<sup>neo</sup>



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DIANE DUNCAN, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**



2 WEEKS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: SUH ESTHETICS

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**



2 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: WINSTON SALEM DERMATOLOGY & SURGERY CENTER



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

BEFORE




AFTER **EMSCULPT**




4 WEEKS AFTER 4<sup>th</sup> TREATMENT, COURTESY OF: RAMINDER SALUJA, M.D.

BEFORE



AFTER **EMSCULPT**



4 WEEKS AFTER 4<sup>th</sup> TREATMENT, COURTESY OF: RAMINDER SALUJA, M.D.



MORE FOR LESS

**EMSCULPT**<sup>neo</sup>

# ESTUDOS CLÍNICOS



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# 30 PUBLICAÇÕES PEER-REVIEWED

**9**

**New  
Clinical  
Studies**

EMSCULPT NEO showed consistency in eliminating fat and building muscle in all latest clinical studies.

**More  
Than 500  
Patients\***

**30**

**Peer-Reviewed  
HIFEM  
Publications**

More than 30 scientific publications since 2018 make HIFEM the most intensively researched technology used in non-invasive body shaping.

**More  
Than 30  
Investigators\***

\*Based on all HIFEM studies.

\*Based on all HIFEM studies.



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# RESUMO DOS NOVOS ESTUDOS DO EMSCULPT NEO

9

Novos estudos da aplicação  
simultânea de RF  
Sincronizada e HIFEM+

30+

Mais que 30  
investigadores  
envolvidos

-30%

Redução de Gordura  
em 3 meses

+25%

Crescimento Muscular  
em 3 meses

-19%

Separação Abdominal  
em 3 meses

-5.9cm

Redução  
de Circunferência  
cintura

\*Data on file



MORE FOR LESS


EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# HUMAN HISTOLOGY STUDY


Clinical Evaluation of the BTL-899 Device for Non-invasive Lipolysis Human Fat Tissue.  
Denkova R. 2019.

N = 8 subjects

- Biopsies were taken at baseline, 10 days and 20 days post treatment
- **Apoptotic and lipolytic changes observed at 10 days.** At 20 days intensive fat cell disruption peaked
- Deformed nucleus and pyknotic **nucleus indicating cell death**
- Proved the efficacy of EMSCULPT NEO for non-invasive breakdown of fat



Baseline



20 days after

[https://www.accessdata.fda.gov/cdrh\\_docs/pdf19/K192224.pdf](https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf19/K192224.pdf)





MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# HUMAN ULTRASOUND STUDY

Effect of the BTL-899 Therapy for Non-invasive Lipolysis and Circumference Reduction of Abdomen. Denkova R. 2018.

N = 42 patients (29 women, 13 men)  
3 treatments (30 min each; 1 per week)



[https://www.accessdata.fda.gov/cdrh\\_docs/pdf19/K192224.pdf](https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf19/K192224.pdf)



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo

# PORCINE MUSCLE HISTOLOGY



Activation of Skeletal Muscle Satellite Cells by a Device Simultaneously Applying High-Intensity Focused Electromagnetic Technology and Novel RF Technology: Fluorescent Microscopy Facilitated Detection of NCAM/CD56 Y. Halaas MD, D. Duncan MD, MVDr. J. Bernardy Ph.D., MVDr. P. Ondrackova Ph.D., I. Dinev DVM, Ph.D., DSc

- 5 white large pigs, 3x30min treatments on abdomen
- The treatment **increases the satellite cells levels by 30.2%** 2 weeks post-treatment
- Histology showed **hypertrophic changes along with signs of newly formed myofibers**
- The effect is **comparable with 12-16 weeks long exercise programs**

Immunofluorescence images of satellite cell levels (red) at baseline (left) and 2 weeks post-treatment (right)

30.2%

Increase in the satellite cell level



[https://academic.oup.com/asi/advance-article/doi/10.1093/asi/sjab002/6089068?searchresult=](https://academic.oup.com/asi/advance-article/doi/10.1093/asi/sjab002/6089068?searchresult=1)



MORE FOR LESS


EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# PORCINE FAT HISTOLOGY

Radiofrequency Treatment Used in Combination with HIFEM therapy: Histological Analysis including Scanning Electron Microscopy of Adipocytes. R. A. Weiss MD, FAAD, MVDr J. Bernardy Ph.D., Prof MVDr F. Tichy CSc.


- 7 White Large pigs, 3x30min treatments on abdomen
- Post-treatment the adipocytes were **damaged (apoptosis)** and/or **shrunk (lipolysis)**
- **31.1%** decrease of adipocytes' area at 2 weeks post-treatment
- The fat temperature was maintained **just below 45°C for more than 20 minutes**
- Histology and SEM showed **efficacy** of the procedure for **disruption of adipocytes**

BASELINE




Healthy fat cells with well-defined shape

4 DAYS AFTER



Shrunk adipocytes with noticeable membrane ruptures

2 WEEKS AFTER



Disrupted adipocytes with extrusion of lipid droplets



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo


# HUMAN FAT HISTOLOGY

**Deletion of adipocytes induced by a novel device simultaneously delivering synchronized radiofrequency and HIFEM: Human histological study.**

David J. Goldberg MD, JD


- **Elimination of adipocytes** and significant reduction in size of fat cells resulted in overall reduction of fat tissue
- Adipocytes were **shrunk** with noticeable **ruptures of cytoplasmic membrane**
- **Control samples** demonstrated **no treatment-related changes** in fat tissue
- **Fat temperature** was maintained between **43-45°C** for the entire treatment

**BASELINE**



Healthy fat cells with well-defined shape

**1 MONTH AFTER**



Disrupted (C) and shrunk fat cells

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.13970>



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

# THE MRI STUDY

Abdominal toning and reduction of subcutaneous fat with combination of HIFEM procedure and radiofrequency treatment. Carolyn Jacob MD, David Kent MD. N = 41 patients

## RESULTS AT 3 MONTHS POST-TREATMENT

30.8%

Average fat reduction

26.1%


Average increase in muscle

18.8%


Average reduction in abdominal separation

5.9cm

Average circumferential reduction



Before



3 months after



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# THE ULTRASOUND STUDY

Novel radiofrequency device used in combination with HIFEM procedure for abdominal body shaping: Sham-controlled randomized trial. B.E. Katz MD, R. Weiss MD, J. Samuels MD. N = 72 patients.

## RESULTS AT 3 MONTHS

28.3%


Average fat reduction

24.2%


Average increase in muscle

93.9%

Patient satisfaction



Before



1 month after




MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo

# DOCUMENTED RESULTS OVER TIME

Data based on results of 3 clinical studies and 125+ patients:



Best results were documented 3 months post-treatment.

Abdominal toning and reduction of subcutaneous fat with combination of novel radiofrequency treatment and HIFEM procedure - MRI scan study. Jacob C. et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting.  
Radiofrequency heating and HIFEM delivered simultaneously - the first shamcontrolled randomized trial. Katz B. et al. Presented at ASDS 2020 Virtual Meeting.  
Ultrasound evaluation of the simultaneous RF and HIFEM treatments on human fat tissue. Denkova R. Source: U.S. Food and Drug Administration. 510(k) Premarket Notification: K192224. Published online on December 5, 2019.



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo

# ESTUDO LATERAL DA COXA


Simultaneous emission of synchronized radiofrequency and HIFEM energy for treatment of lateral thighs: Interim results of the MRI multicentre study. M. Palm MD, MBA, B.M. Kinney MD, FACS, MSME, Y. Halaas MD, FACS, Richard Goldfarb MD, FACS

- **30 subjects** (29-65 y/o, 19.0-34.5 kg/m<sup>2</sup>)
- Four bilateral treatments combining HIFEM+RF on lateral thighs (“Saddlebags”)
- Interim 1-month MRI data showed **reduction of fat thickness by 1.40 cm**
- Hip **circumference decreased** on average by 3.0 cm


93%

Patient satisfaction

Baseline



1 month



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# THE INNER THIGH STUDY

Efficacy and safety of simultaneous application of HIFEM and synchronized radiofrequency for non-invasive lipolysis in inner thighs: Preliminary data. D. Duncan MD, FACS

- **16 subjects** (24-69 y/o, 21.3-35.0 kg/m<sup>2</sup>)
- Four bilateral treatments with small applicators placed over the inner thigh region
- Preliminary data showed **reduced fat thickness by 0.84 cm** at 1 month and **1.02 cm** at 3 months post treatment
- Thigh **circumference decreased by 1.0 cm** and **1.2 cm** at 1-month and 3-months respectively



**1.02 cm**

**Fat Reduction at  
3 months**



**94%**

**Patient satisfaction**



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# APLICADORES E APLICAÇÕES



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# ÁREA DE TRATAMIENTO



Abdomen

Buttocks

Inner Thighs

Outer Thighs

Front Thighs

Back Thighs

Biceps

Triceps

Calves




MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# APLICADORES GRANDES

## PARTES DO CORPO

- **Abdomen**
- **Glúteos**
- **Anterior de Coxa**
- **Posterior de Coxa**
- **Lateral de Coxa**





MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo

# APLICADORES PEQUENOS

PARTES DO CORPO:

- **Biceps**
- **Triceps**
- **Panturrilha**
- **Interno de Coxa**



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# APLICADORES

## TIPO DE APLICADOR

### Large Dual Energy applicators



## VIDA ÚTIL

300 sessões  
(300x30 minutos)

### Small Dual Energy applicators



300 sessões  
(300x30 minutos)



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>®

# TRATAMENTO ABDOMINAL



PROGRAMA	HIFEM Intensidade	RF intensidade Inicial	Tempo de Tratamento	Número de tratamentos	Frequencia de tratamentos	Temperatura da Pele
<b>HIFEM+RF Advance</b>	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10 dias de intervalo	42°C
<b>HIFEM+RF Gentle</b>	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10 dias de intervalo	40°C
<b>HIFEM Classic</b>	Máxima Tolerada	-	30 min	4	2-3 dias de intervalo	-



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# GLÚTEOS



PROGRAMA	HIFEM Intensidade	RF intensidade Inicial	Tempo de Tratamento	Número de tratamentos	Frequencia de tratamentos	Temperatura da Pele
<b>HIFEM+RF Gentle</b>	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10dias de intervalo	40°C
<b>HIFEM Classic</b>	Máxima Tolerada	-	30 min	4	2-3dias de intervalo	-



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# ANTERIOR DE COXAS



PRESET	HIFEM Intensity	Initial RF intensity	Treatment time	Number of treatments	Frequency of treatments	Target skin temperature
<b>HIFEM+RF Gentle</b>	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10 dias de intervalo	40°C



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo

# MÚSCULOS DO QUADRÍCEPS

## FUNÇÃO:


Ajudar a flexionar quadril e estender o joelho.

VASTO LATERAL

VASTO INTERMÉDIO  
(Abaixo do reto femoral)


RETO FEMORAL

VASTO MEDIAL



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo

# POSTERIOR DE COXAS




PRESET	HIFEM Intensity	Initial RF intensity	Treatment time	Number of treatments	Frequency of treatments	Target skin temperature
HIFEM+RF Gentle	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10 dias de intervalo	40°C




MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# LATERAL DE COXAS - CULOTE



PRESET	HIFEM Intensity	Initial RF intensity	Treatment time	Number of treatments	Frequency of treatments	Target skin temperature
<b>HIFEM+RF Advance</b>	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10 dias de intervalo	42°C



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

## Músculos do Quadril e Coxa

### Vista Lateral





024 x 666

*of Anas*  
©2012



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>



Fonte: Magee, D J; Orthopedic Physical Assessm



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# INTERNO DE COXAS



PRESET	HIFEM Intensity	Initial RF intensity	Treatment time	Number of treatments	Frequency of treatments	Target skin temperature
<b>HIFEM+RF Advance</b>	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10 dias de intervalo	42°C



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup> neo




FIGURE 3: (a) T1-weighted transversal MRI image shows a minimal hyperintense area where the rupture in the adductor longus was seen on previous MRI images after the initial trauma. (b) T1-weighted coronal MRI image, additional to (a).



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# BICEPS



PRESET	HIFEM Intensity	Initial RF intensity	Treatment time	Number of treatments	Frequency of treatments	Target skin temperature
<b>HIFEM+RF Gentle</b>	Maximum tolerable	100%. Re-adjusted according to patient's feedback	30 min	4	5-10 days apart	40°C
<b>HIFEM Classic</b>	Máxima Tolerada	-	30 min	4	2-3dias de intervalo	-



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# TRICEPS




PRESET	HIFEM Intensity	Initial RF intensity	Treatment time	Number of treatments	Frequency of treatments	Target skin temperature
<b>HIFEM+RF Gentle</b>	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10dias de intervalo	40°C
<b>HIFEM Classic</b>	Máxima Tolerada	-	30 min	4	2-3dias de intervalo	-



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# PANTORILHA




PRESET	HIFEM Intensity	Initial RF intensity	Treatment time	Number of treatments	Frequency of treatments	Target skin temperature
<b>HIFEM+RF Gentle</b>	Máxima Tolerada	100%. Reajustada de acordo com o feedback do paciente	30 min	4	5-10dias de intervalo	40°C
<b>HIFEM Classic</b>	Máxima Tolerada	-	30 min	4	2-3dias de intervalo	-



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>neo</sup>

# INFORMAÇÕES DOS APLICADORES



MORE FOR LESS

EMSCULPT<sup>®</sup>  
neo

**OBRIGADA**



MORE FOR LESS

**EMSCULPT** neo®