



EXCELLENCE



Um ecossistema global a serviço da excelência clínica

Com um portfólio de mais de **40 soluções tecnológicas exclusivas** aplicadas a diferentes especialidades médicas e estéticas, a BTL atua nas áreas de cardiologia, tecnologias robóticas, reabilitação, medicina estética e saúde mental, apoiando a evolução da prática clínica com inovação e precisão terapêutica.

Para ampliar o ecossistema de soluções terapêuticas, a BTL também atua no segmento não médico, complementando seu portfólio de saúde, bem-estar e beleza e possibilitando abordagens mais integradas e interdisciplinares.

Presente em mais de 90 países, a BTL desenvolve tecnologias aprovadas pelos principais órgãos regulatórios globais, incluindo FDA, CE e ANVISA, reforçando seu compromisso com segurança, qualidade e confiabilidade.



Por que somos os maiores?



30+ ANOS
DE EXPERIÊNCIA



90+
PAÍSES



5000+
PROFISSIONAIS



600+
ENGENHEIROS



300+
PATENTES



200+
ESTÚDOS CIENTÍFICOS

MAIS DE **40 TECNOLOGIAS** EM
6 SEGMENTOS DE ATUAÇÃO



CARDIOLOGIA



ROBÓTICA



REABILITAÇÃO



MEDICINA
ESTÉTICA



ESTÉTICA
AVANÇADA



SAÚDE
MENTAL



2005

Estabelecido o segmento BTL Aesthetics

2011

A BTL inicia as pesquisas de tecnologias eletromagnéticas

2014

Lançamento do X-WAVE

2016

Lançamento do EXILIS Ultra

2019

Lançamento do EmSculpt

2021

Lançamento do EmSculpt Neo

2023

Lançamento do EMFACE

2025

Lançamento do EXOMIND



1993

Fundação da BTL em Praga, República Tcheca

2008

Lançamento do EXILIS



2012

Inauguração da BTL Brasil

2015

Lançamento do Vanquish



2018

Lançamento do EMSELLA



2019

Lançamento do EMTONE



2022

Lançamento do EMBODY



2024

Lançamento do EXION





Investir em tecnologia é investir em crescimento.

Pacientes buscam resultados eficazes, naturais e com mínimo desconforto. A tecnologia permite ampliar o ticket médio, organizar melhor a agenda e aumentar a previsibilidade clínica.

Protocolos combinados elevam diferenciação e fidelização, enquanto a clínica cresce sem depender apenas da agenda do médico

Com um portfólio adotado por médicos de renome ao redor do mundo, a BTL combina engenharia de ponta, validação científica robusta e um ecossistema completo de suporte técnico, clínico e educacional.

Seu compromisso é claro: ampliar possibilidades, entregar excelência e elevar o padrão da prática estética moderna.



Tecnologias avançadas para a prática profissional em estética e saúde.

O portfólio BTL Excellence foi desenvolvido para atuar como um verdadeiro ecossistema integrado, no qual cada tecnologia potencializa a outra e amplia o alcance terapêutico do consultório. Em vez de soluções isoladas, a BTL entrega uma plataforma completa que fortalece protocolos, diferencia a prática médica e cria novas oportunidades de crescimento.



Soluções avançadas para fortalecimento e definição muscular



Tecnologias eficientes para redução de gordura e contorno corporal



Tratamentos de rejuvenescimento, regeneração e qualidade da pele



Protocolos combinados que elevam performance, previsibilidade e valor percebido

Conheça as soluções BTL criadas para **impulsionar resultados e expandir** possibilidades na sua clínica





EXILIS[®]

Precisão, Versatilidade e Resultados em 8 Minutos



EXILIS®

Precisão, Versatilidade e
Resultados em 8 Minutos



A sinergia entre radiofrequência e ultrassom para remodelação tecidual

O EXILIS combina radiofrequência monopolar e ultrassom simultâneos, criando um ambiente ideal para aquecimento profundo, homogêneo e altamente controlado das camadas dérmicas e subdérmicas.


Esse estímulo térmico promove remodelação tridimensional dos tecidos, estimulando neocolagênese, reorganização da matriz extracelular e melhora progressiva da firmeza, elasticidade e textura da pele.

Controle térmico inteligente para segurança e eficiência clínica

Com monitoramento contínuo de temperatura e o sistema Energy Flow Control (EFC), o EXILIS ajusta a entrega de energia em tempo real, garantindo aquecimento uniforme e seguro durante todo o tratamento.

O resultado são protocolos confortáveis, previsíveis e altamente versáteis, capazes de tratar face, corpo e região íntima com precisão, ampliando as possibilidades terapêuticas e a eficiência operacional da clínica.

RF + US



EXILIS®

Eficiência operacional e retorno acelerado

Além da versatilidade clínica, o EXILIS se destaca como um investimento estratégico para clínicas que desejam aumentar produtividade e rentabilidade. A combinação de múltiplos protocolos, sessões rápidas e alta recompra permite retorno médio do investimento em menos de seis meses.

BENEFÍCIOS

- Versatilidade para tratamentos em face, corpo e região íntima
- Protocolos altamente personalizados com diferentes ponteiros
- Precisão terapêutica com controle térmico em tempo real
- Distribuição homogênea de energia para maior segurança
- Tecnologia Energy Flow Control (EFC) que otimiza os resultados
- Tratamentos confortáveis com controle de resfriamento da RF

INDICAÇÕES



FLACIDEZ



COMPACTAÇÃO
TECIDUAL



REJUVENESCIMENTO
FACIAL



REMODELAÇÃO E
CONTORNO CORPORAL



MELHORA DA TEXTURA
E QUALIDADE DA PELE



REJUVENESCIMENTO
ÍNTIMO

APLICADORES



Aplicador Grande

Desenvolvido para tratamentos corporais em áreas maiores, auxiliando na redução de gordura localizada, remodelação corporal e melhora da firmeza da pele.



Aplicador Pequeno

Indicado para áreas menores e tratamentos faciais, promovendo estímulo de colágeno, melhora da textura da pele e redefinição do contorno facial.



Ultra Femme 360

Aplicador íntimo desenvolvido para tratamentos do canal vaginal e região externa, auxiliando na melhora da firmeza tecidual e no rejuvenescimento íntimo.

O Exilis conta com quatro ponteiros para a região íntima, oferecendo versatilidade e precisão na adaptação dos protocolos de acordo com cada indicação.

- 4 Ponteiros Plug & Play
- 2 ponteiros 360° vaginais
- 1 ponteira 360° para a vulva
- Perfil de segurança e eficácia inigualável - EFC



EXILIS®

Resultados - Antes e Depois




EXILIS®

Resultados - Antes e Depois



EXILIS®

Resultados - Antes e Depois



LYMPHASTIM™

A precisão que redefine a drenagem linfática mecânica.



LYMPHASTIM™

Uma nova experiência em
cuidado e recuperação

Estimulação linfática com precisão fisiológica

O Lymphastim é uma plataforma de drenagem linfática mecânica baseada em pressoterapia pneumática intermitente, desenvolvida para estimular o fluxo linfático de forma segura, controlada e padronizada.

Sua tecnologia utiliza câmaras sobrepostas que reproduzem o movimento fisiológico da drenagem linfática, favorecendo a eliminação de metabólitos, reduzindo retenção hídrica e contribuindo para a recuperação tecidual em diferentes protocolos clínicos.

Tecnologia sequencial para resultados consistentes

Com 22 câmaras que trabalham em sequência fisiológica, o Lymphastim promove um fluxo contínuo e homogêneo da linfa, sem lacunas entre as áreas tratadas.

Esse controle preciso de pressão permite tratamentos confortáveis, previsíveis e altamente eficazes, ampliando as possibilidades de aplicação em protocolos para lipedema, linfedema, recuperação pós-cirúrgica e programas de bem-estar.



LYMPHASTIM™

Tecnologia precisa para saúde linfática

O Lymphastim é uma plataforma avançada de drenagem linfática mecânica baseada em pressoterapia pneumática intermitente. O equipamento está disponível nas versões Topline e Easy, com opções de 6 a 12 canais e aplicadores desenvolvidos para membros superiores, inferiores e região abdominal.

BENEFÍCIOS

- Ciclos automatizados que garantem praticidade e padronização
- Pressão ajustável para personalização do tratamento
- Protocolos adaptáveis às necessidades clínicas
- Design confortável e bem tolerado
- Compressão sequencial com estímulo fisiológico consistente
- Maior controle terapêutico para o profissional

INDICAÇÕES



LIPEDEMA



LINFEDEMA



PÓS-TRAUMA



INCHAÇO
PÓS-CIRÚRGICO



RETENÇÃO
DE LÍQUIDOS



SÍNDROME DAS
PERNAS PESADAS

RESULTADOS CLÍNICOS

- Estímulo ao fluxo linfático e melhora do retorno venoso
- Redução do edema e da retenção hídrica
- Diminuição da sensação de peso e desconforto nas pernas
- Aceleração da recuperação pós-procedimentos
- Melhora da circulação e da oxigenação tecidual

CÂMARAS TERAPÊUTICAS



BRAÇO DE 8 CÂMARAS



CALÇA DE 24 CÂMARAS VELCRO



CALÇA DE 24 CÂMARAS FECHADA



INTERFACE P/ 2 BRAÇOS/PERNAS



EMTONE®

A combinação inteligente de energia térmica e mecânica para tratar celulite com máxima eficiência.



EMTONE®

A evolução do tratamento da celulite



Tecnologia sinérgica que atua nas causas da celulite

O EMTONE é a única tecnologia do mercado que combina, de forma simultânea, radiofrequência monopolar e ondas de choque direcionadas. Essa entrega dupla permite atuar diretamente nos principais fatores associados à celulite, promovendo remodelação tecidual profunda e melhora da qualidade da pele.

Ao agir nas estruturas responsáveis pelas irregularidades cutâneas, o tratamento contribui para reduzir ondulações, melhorar a elasticidade e uniformizar a textura da pele de forma progressiva e previsível.

Remodelação tecidual com resultados clínicos consistentes

A combinação entre aquecimento profundo da radiofrequência e ação mecânica das ondas de choque estimula colágeno, melhora a circulação local e ativa a remodelação da matriz extracelular.

O resultado é uma pele mais firme, lisa e uniforme, com melhora significativa da aparência da celulite e alta previsibilidade clínica em protocolos corporais.



EMTONE®

A evolução do tratamento da celulite

O EMTONE é um tratamento corporal rápido, seguro e altamente eficaz, desenvolvido para atuar diretamente nos fatores estruturais associados à celulite. A tecnologia combina radiofrequência monopolar e ondas de choque direcionadas, promovendo remodelação tecidual profunda e melhora visível da textura da pele.

BENEFÍCIOS

- Diferenciação competitiva no tratamento da celulite
- Procedimento rápido e altamente comercializável
- Alta demanda no mercado de tratamentos corporais
- Tratamento complementar para protocolos corporais
- Alto índice de recompra e adesão a pacotes
- Sem consumíveis e baixo custo operacional

SOLUÇÃO NÃO INVASIVA PARA CELULITE



TODOS OS GRAUS DE CELULITE



FLACIDEZ DA PELE



TODOS OS TIPOS DE PELE



TODOS OS TIPOS DE CORPO

O PODER DA SINERGIA

A revolucionária combinação simultânea de RF Monopolar e ondas de choque tradicionais em um só aplicador reduz para metade o tempo de tratamento, ao mesmo tempo que melhora os resultados.

59% MAIOR AUMENTO DE COLÁGENO

64% MAIOR AUMENTO DE ELASTINA

44% MAIOR AUMENTO DA ESPESSURA DA DERME

EFEITO TÉRMICO + MECÂNICO



ÁREAS DE TRATAMENTO



BRAÇOS



ABDÔMEN



GLÚTEOS



FLANCOS



INTERIOR DE COXAS



POSTERIOR DE COXAS



EMTONE[®]

Resultados - Antes e Depois



1 MÊS APÓS A ÚLTIMA SESSÃO



1 MÊS APÓS A 4ª SESSÃO

EMTONE[®]

Resultados - Antes e Depois



1 MÊS APÓS A 4ª SESSÃO



3 MESES APÓS A 4ª SESSÃO



EMTONE[®]

Resultados - Antes e Depois



1 MÊS APÓS A 4ª SESSÃO



3 MESES APÓS A 4ª SESSÃO

VANQUISH+ME™

Radiofrequência sem contato que redefine a redução de gordura.



VANQUISH ME™


A revolução do contorno corporal
sem contato



Radiofrequência seletiva para redução uniforme de gordura

O Vanquish ME utiliza radiofrequência multipolar seletiva capaz de aquecer exclusivamente o tecido adiposo até temperaturas apoptóticas, promovendo destruição das células de gordura de forma uniforme e progressiva.

Por ser um tratamento sem contato com a pele, o procedimento proporciona conforto absoluto ao paciente enquanto trata áreas extensas como abdômen, flancos, coxas e braços com alta previsibilidade clínica.



Tratamento de grandes áreas com conforto e segurança

Com aplicadores Core e Flex, o equipamento trata grandes áreas, como abdômen, flancos, coxas e braços, com conforto absoluto, alto grau de segurança e resultados consistentes.

É o sistema ideal para clínicas que desejam oferecer um protocolo de gordura não invasivo, acessível, confortável e sem downtime.

VANQUISH+ME™

A maior cobertura corporal do mercado

O Vanquish ME foi desenvolvido para tratar grandes áreas do corpo em uma única sessão, permitindo redução volumétrica homogênea e resultados consistentes ao longo do tratamento.

Sua operação hands-free, ausência de consumíveis e capacidade de atender pacientes de diferentes perfis tornam o equipamento uma solução altamente eficiente e rentável para clínicas que desejam ampliar protocolos corporais com segurança e escalabilidade.

BENEFÍCIOS

- Tratamento hands-free, com operação simples e padronizada
- Sem consumíveis e com baixo custo operacional
- Maior área de tratamento do mercado em redução de gordura
- Sessões rápidas e altamente comercializáveis
- Alta demanda para tratamentos de gordura localizada
- Equipamento versátil para protocolos corporais combinados
- Sem limitações de IMC

INDICAÇÕES

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> GORDURA LOCALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL | <input checked="" type="checkbox"/> ADIPOSIDADE RESISTENTE |
| <input checked="" type="checkbox"/> FLACIDEZ LEVE | <input checked="" type="checkbox"/> PÓS-EMAGRECIMENTO | <input checked="" type="checkbox"/> CONTORNO CORPORAL |

APLICADORES




CORE: ABDÔMEN E FLANCOS

Cobre toda a circunferência abdominal e permite tratar flanco a flanco em uma única sessão, sendo ideal para áreas amplas e acúmulo central de gordura.




FLEX: COXAS E BRAÇOS

Formato anatômico desenvolvido para áreas cilíndricas, permitindo tratamento simultâneo das coxas e aplicação em braços, promovendo redução uniforme de gordura.



CAMPO SELETIVO DE RF PATENTEADO

Design inovador de entrega de energia sem contato, que concentra o efeito térmico no tecido adiposo, ao mesmo tempo em que protege as camadas ao redor.



VANQUISH+ME™

Resultados - Antes e Depois



1 MÊS APÓS A ÚLTIMA SESSÃO



3 MESES APÓS A ÚLTIMA SESSÃO

VANQUISH+ME™

Resultados - Antes e Depois



1 MÊS APÓS A ÚLTIMA SESSÃO



3 MESES APÓS A ÚLTIMA SESSÃO



VANQUISH+ME™

Resultados - Antes e Depois



1 MÊS APÓS A ÚLTIMA SESSÃO



3 MESES APÓS A ÚLTIMA SESSÃO

X-WAVE™

Ondas Acústicas para Transformação da Textura Corporal



X-WAVE™

Ondas Acústicas para Transformação da Textura Corporal

Energia mecânica de alta precisão

O X-WAVE utiliza ondas acústicas de alta precisão para tratar alterações estruturais da pele, como celulite, fibrose pós-operatória e irregularidades teciduais.

A energia mecânica atua diretamente na reorganização da matriz extracelular, estimulando circulação local, melhora metabólica e qualidade da pele.

Resultados visíveis com segurança e versatilidade

Com ondas de choque superficiais e profundamente difundidas, o tratamento promove melhora da elasticidade, reorganização das fibras de colágeno e redução de irregularidades cutâneas.

Por não gerar calor, é uma tecnologia segura e altamente indicada para protocolos corporais, pós-operatórios e tratamentos de celulite.



X-WAVE™

O aliado definitivo para performance corporal e satisfação do paciente

O X-WAVE entrega alto valor agregado para a clínica com protocolos curtos, resultados mensuráveis e forte procura em tratamentos de celulite e pós-operatório. Sua aplicação também se destaca como tecnologia complementar, potencializando protocolos corporais e ampliando a performance de outras tecnologias BTL.


BENEFÍCIOS

- Ondas acústicas de alta precisão
- Segurança sem calor
- Resultados rápidos
- Tratamento confortável
- Versatilidade em cobertura corporal
- Ideal para protocolos combinados
- Baixo custo operacional

INDICAÇÕES

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ✓ CELULITE | ✓ ESTRIAS | ✓ CICATRIZES |
| ✓ FIBROSE PÓS-CIRÚRGICA | ✓ IRREGULARIDADES TECIDUAIS | ✓ RETENÇÃO E CIRCULAÇÃO |

MECANISMO DE AÇÃO



- 1 Um projétil é acelerado por um mecanismo pneumático e atinge o transmissor.
- 2 A energia cinética do projétil é transformada numa onda de pressão (energia mecânica).
- 3 As ondas acústicas são introduzidas nos tecidos induzindo suas vibrações.
- 4 Um processo denominado por **mecanotransdução** inicia os processos fisiológicos.

O que as ondas acústicas promovem:

- ✓ Romper resistência celular e facilitar a ação de outras tecnologias BTL
- ✓ Estimular microcirculação e fluxo linfático
- ✓ Reorganizar fibras de colágeno e elastina
- ✓ Reduzir fibrose e irregularidades teciduais
- ✓ Melhorar qualidade e uniformidade da pele



X-WAVE™

Resultados - Antes e Depois



6 SESSÕES



IMEDIATAMENTE APÓS A ÚLTIMA SESSÃO



X-WAVE™

Resultados - Antes e Depois



4 SESSÕES



4 SESSÕES



X-WAVE™

Resultados - Antes e Depois



4 SESSÕES



4 SESSÕES

EMBODY®

O fortalecimento não invasivo que redefina o cuidado muscular



EMBODY®

Força, estabilidade e funcionalidade para diferentes perfis de pacientes



Contrações supramáximas para fortalecimento muscular

O EMBODY utiliza energia eletromagnética focada de alta intensidade (HIFEM) para induzir contrações musculares supramáximas, muito além do que o paciente conseguiria voluntariamente ou com eletroestimulação convencional.

O campo eletromagnético atravessa os tecidos de forma confortável e atua diretamente nos motores neurais, promovendo recrutamento profundo das fibras musculares.



Estabilidade e desempenho muscular funcional

A tecnologia estimula grupos musculares profundos responsáveis pela estabilidade do core e pelo suporte postural, contribuindo para melhora da força funcional, equilíbrio muscular e controle corporal.

É uma solução versátil para clínicas que desejam ampliar protocolos voltados à saúde, performance muscular e recuperação funcional de diferentes perfis de pacientes.

EMBODY®

Força, estabilidade e funcionalidade para diferentes perfis de pacientes

Totalmente não invasivo, sem consumíveis e confortável, o EMBODY fortalece grupos musculares profundos do core e do assoalho pélvico, promovendo estabilidade corporal, melhora postural, força funcional e bem-estar íntimo.

BENEFÍCIOS

- Sem consumíveis
- Baixo custo operacional
- Procedimento hands-free
- Alta procura espontânea
- Operação simples
- Porta de entrada para pacientes
- Protocolos complementares
- Alta fidelização


INDICAÇÕES

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| ✓ FORTALECIMENTO DO CORE | ✓ ESTABILIDADE LOMBAR | ✓ SAÚDE ÍNTIMA |
| ✓ REEDUCAÇÃO MUSCULAR | ✓ PERFORMANCE MUSCULAR | ✓ PÓS-PARTO |

MECANISMO DE AÇÃO

O campo eletromagnético do EMBODY atravessa os tecidos sem dor e atua diretamente nos motores neuronais, produzindo:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| ✓ CONTRAÇÕES SUPRAMÁXIMAS | ✓ FORTALECIMENTO DO CORE | ✓ AUMENTO DO TÔNUS MUSCULAR |
| ✓ RECRUTAMENTO MUSCULAR | ✓ REEDUCAÇÃO MUSCULAR | ✓ ESTABILIDADE FUNCIONAL |



ÁREAS DE APLICAÇÃO

ABDÔMEN



GLÚTEOS



EMBODY®

Resultados - Antes e Depois



EMBODY®

Resultados - Antes e Depois



EMBODY®

Resultados - Antes e Depois





Customer Experience

Uma experiência completa que apoia, conecta e impulsiona sua prática clínica.

Um ecossistema de serviços pensado para acompanhar o médico antes, durante e depois da aquisição das tecnologias BTL.



Treinamento Clínico

Aprofunde conhecimento e potencialize resultados.

- Treinamentos Presenciais
- Conduzido por especialistas
- Aprofundamento Técnico
- Otimização de Protocolos
- Aplicação Segura

Os treinamentos são serviços adicionais e podem ser consultados conforme disponibilidade.

Agende um treinamento



Assistência Técnica

Suporte especializado para garantir performance e continuidade.

Um Centro de Assistência Técnica dedicado formado por engenheiros qualificados e certificados, responsáveis pela manutenção, suporte e garantia das tecnologias.

- Atendimento Exclusivo
- Tempo de Resposta Ágil
- Peças Originais

Acesse o Centro de Assistência Técnica BTL




BTL Support

Apoio contínuo para impulsionar a evolução da sua clínica.

O BTL Support reúne suporte técnico, orientação operacional e acompanhamento contínuo para garantir que cada tecnologia BTL entregue o máximo de performance ao longo do tempo.

Acesse o BTL Support




Compra de Consumíveis

Consumíveis originais BTL, com compra rápida em poucos cliques.

Acesso facilitado a consumíveis e acessórios originais, garantindo continuidade dos tratamentos, segurança clínica e eficiência operacional no dia a dia do consultório.

Acesse o E-Shop



Pronto para elevar sua clínica ao próximo nível?

A BTL Aesthetics oferece tecnologias inteligentes, complementares e de alto impacto clínico, projetadas para gerar resultados previsíveis, ampliar possibilidades e acelerar o crescimento das clínicas mais exigentes.

Entre em contato com o time BTL e conheça as condições especiais para integrar essas soluções ao seu portfólio.

